

ДОДАТОК 2.1.Н (довідковий). Приклад протоколу вимірювання.

Аналіз сипких матеріалів на вміст азбесту згідно з ISO 22262-1

Дата аналізу:			
Аналітик:		Підпис:	
Примітка. ISO 22262-1 стосується якісного аналізу комерційних продуктів на вміст азбесту. У цьому методі поляризована світлова мікроскопія з дисперсійним забарвленням є процедурою за замовчуванням для ідентифікації азбесту. Якщо характеристики проби потребують застосування одного із додаткових методів електронної мікроскопії для ідентифікації азбесту, вказують використаний метод. Якщо для визначення регуляторного статусу азбестовмісного матеріалу потрібне точне кількісне визначення масової частки азбесту в діапазоні нижче приблизно 5 %, потрібно використовувати відповідні інші частини ISO 22262.			

Зразок	Азбест	Очікувана масова частка азбесту	Неазбестові волокна	Коментарі
Проба 20050411-1 Ізоляція труби Сірий гофрований папір	Хризотил	5 %—50 %	Целюлоза Брусит	Пробу озолено для видалення заважаючих матеріалів
Проба 20050412-3 Ізоляція труб Білий волокнистий матеріал	Амозит Хризотил	5 %—50 % 0,1 %—5 %	Відсутні	—
Проба 20050412-4 Ізоляція труб Синій волокнистий матеріал	Крокідоліт	50 %—100 %	Відсутні	—
Проба 20050413-1 Ізоляція труб Біло-сірий волокнистий матеріал	Не виявлено	0 %	Мінеральна вата	—
Проба 20050413-2 Штукатурка Білий матеріал	Тремоліт	0,1 %—5 %	Відсутні	—
Проба 20050413-3 Стельова панель Сірий волокнистий матеріал	Хризотил	0,1 %—5 %	Мінеральна вата Целюлоза	Хризотил занадто дрібний для ідентифікації за допомогою ПСМ. Хризотил ідентифіковано методом ПЕМ.